

milkteds

MADE WITH MILK



EVERYDAY



RECOVERY



MATERNITY



TRAVEL



SPORT



OUTDOOR

عزيري العميل

مرحبًا بك عضوًا جديدًا ضمن قاعدة محبي ميلكتدز التي تتسع يوميًا بعد يوم. نأمل أن يتجاوز هذا المنتج توقعاتك فيما يخص الاستمتاع بالمظهر الأنيق، والتكنولوجيا الذكية، و الوظائف المعززة للصحة والتي تأتي كلها مجتمعمة في ملابس ضاغطة هي الأجود في فئتها.

مفهوم ميلكتدز

عادة ما يتم الربط بين الملابس الضاغطة ووجود غرض "طبي" من استخدامها، وشعور بأنه "يلزم ارتداؤها في مناسبات بعينها" بدلاً من الرغبة في "استخدامها بشكل يومي". بعض المنتجات الضاغطة لها ملمس غير طبيعي وتتسبب في تعرق من يرتديها وشعوره بالحكة وكذلك يصعب ارتداؤها طوال اليوم. خرج مفهوم ميلكتدز إلى النور كي يوفر منتجات مختلفة للعميل الذكي تمنحه إحساسًا بالرفاهية وتبدو أنيقة في الوقت ذاته. ظهرت منتجات ميلكتدز للمرة الأولى في المملكة المتحدة وتم تصنيعها في إيطاليا وفقًا لأعلى المعايير في إيطاليا لتوفر لك مواد بجودة استثنائية، وتصميمًا مبتكرًا، وراحة لا تخلو من فخامة. نحن نستخدم توليفة غزل مصنوعة من بروتين اللبن (بروتين اللبن بالفعل!) لصناعة منتجات بألوان مختلفة ولملمس طبيعي ناعم. يمكن ارتداء منتجات ميلكتدز يوميًا كمنتج يتم استعماله يوميًا أو لغرض معين مثل ممارسة الرياضة، أو الحمل، أو الخروج في الهواء الطلق، أو السفر، أو أثناء فترة التعافي من مرض.

تعمل منتجاتنا "بصمت" في الخلفية حيث تستغل علم الضغط المتدرج حيث يعمل مفعولها السحري على الحد من إجهاد الساقين والتم القدمين وبعيد إليها حيويتها. تعمل منتجاتنا من الجوارب وملابس التنحيف على جسمك لإكسابه مظهرًا أكثر نحافة خالي من مظاهر السيلوليت دون الاستغناء عن الشعور بالراحة ويسهل ارتداؤها لفترات طويلة. تشمل مجموعة منتجات ميلكتدز الجوارب، والجوارب المفتوحة عند أصابع القدمين، والجوارب التي لا تكسو القدمين، ودعامات السمانة، والأنواب الضيقة، والبنطلونات الضيقة، وملابس التنحيف. يرجى زيارة موقعنا www.milkteds.com لرؤية مجموعة منتجاتنا الكاملة. بعض المزايا الفريدة تتضمن: تكنولوجيا في انتظار براءة الاختراع · شريط معصم أو حزام خصر يمكن لبسه على الدوام دون الشعور بالتقييد · توليفة من الألياف تمتص الرطوبة وتسمح للعرق بالتبخير كي تشعر بالانتعاش على الدوام · حاشية مضادة للبثور متعددة النطاقات ونظام يدعم الكاحل ضغط متدرج لتعزيز الدورة الدموية · المساعدة على الاحتفاظ بشكل الجسم · مقدمات جوارب غير مخططة ومعززة · كعوب معززة · درزات مسطحة طرية · وصلات مريحة · ليس قابل للمط ومريح لدعم السيدات الحوامل · تدليك دقيق مع تصميم النسيج ثلاثي الأبعاد (3D).

غزل اللبن صديق البيئة

حصلت ألياف اللبن على التصديق الخاص بالأنسجة البيئية العالمية Oeko-Tex Standard 100 في أبريل 2004 وهو يحتوي على الأحماض الأمينية المفيدة للصحة. تشمل الخصائص الأخرى: عامل مرطب طبيعي؛ منتج مغذي للبشرة وبتركها ناعمة؛ منتج معقم ومضاد للبكتيريا والفطريات · مسترطب، يمتص الرطوبة · لامع وذو شكل فاخر، مريح · متين.

جدول المقاسات والملصق

مخطط داخل الشريط العلوي/المعصم أو الخصر المعلومات التالية: المقاس (راجع جداول المقاسات المطبوعة على المربع الداخلي لمعرفة المقاس الصحيح) القدم اليمنى أو اليسرى نظرًا لوضع السمات الفريد (الجوارب فقط) عامل ضغط بالمليمتري (mm Hg) عدا ملابس التنحيف. تُستخدم المقاسات كدليل إرشادي للمقاس التقريبي. لا يمكن الإشارة إلى الضغط بالضبط نظرًا لاختلاف محيط الكاحل/السمانة/الفخذ وطول القدم.

إرشادات الغسيل والعناية بالمنتج

يمكنك غسل المنتج في الغسالة بانتظام باستخدام دورة غسيل خفيفة لا تتجاوز حرارتها 30 درجة ومنظف لطيف. لا تستخدم منعمات الألياف فقد تتسبب في تعرض الألياف للبلل. لا تقم باستخدام المبيضات مع المنتجات أو تقم بكيها أو اللجوء للتنظيف الجاف لتنظيفها. يمكن استعمال المجفف معها مع درجة حرارة منخفضة. لإطالة عمر المنتج، استخدم كيس غسيل واقلب المنتج على ظهره قبل الغسيل. في أفضل الأحوال يجب استبدال منتجات الضغط بعد ثلاثة شهور من الاستعمال المنتظم وستة شهور من الاستخدام المتقطع للحفاظ على مستوى الضغط الصحيح.

إرشادات الارتداء

جوارب ميلكتنز® أسهل في ارتدائها عن مثيلاتها ذات درجة الضغط المماثل ولا توجد حاجة لأدوات أو قفازات خاصة. ومع ذلك تتسم منتجاتنا من الجوارب، ودعامات السمانة، والأثواب الضيقة، والبنطلونات الضيقة بالتدرج، لتقليل الضغط على قدمك بطول ساقك. لتجنب الضغط المفرط على ركبتك، يجب ارتداء الجوارب/دعامات السمانة تحت مستوى ركبتك. إذا كان المنتج طويلًا بعض الشيء، فاسحبه برفق أسفل الركبة واضبطه بطول قدمك مع محاولة تلافي تكون الثنيات والتجعيديات بطول المنتج. فيما يخص الأثواب الضيقة والبنطلونات الضيقة تجنب تكون الثنيات والتجعيديات بطول منطقة الضغط الرئيسية، والتي تبدأ عند الكاحل وتنتهي تدريجيًا عند الفخذ. استخدم راحة يدك للتخلص من أي ثنيات.

لا يوصى باستخدام الجوارب الضاغطة في الحالات التالية:

موانع الاستعمال: الأشخاص الذين يعانون من: التهاب النسيج الخلوي، التهاب وريدي قبيحي، التهاب وريدي مزرق مؤلم، الشك في وجود أو الإصابة المؤكدة بمرض انسداد شرياني محيطي، قصور القلب (أمراض القلب غير المعاوضة)، السكري المصحوب بمرض انسداد شرياني محيطي أو اعتلال الأعصاب، دعامة تحويلية داخل الشريان، غنغرينة، اعتلال الأعصاب أو المسببات الأخرى للعجز الحسي.

موانع الاستعمال ذات الصلة:

التهاب وريدي بسيط، التهاب المفاصل الروماتويدي، أي حالات موضعية يمكن أن يسبب ارتداء الجوارب تلقًا ما على سبيل المثال البثرة الهشة، التهاب الجلد أو الجلادات، ترقيع حديث للجلد، الحساسية تجاه ألياف البروتين الطبيعي أو أي مواد أخرى تم استخدامها في تصنيع المنتج (كما هي مسردة في تركيب هذا المنتج).

إخلاء مسؤولية - المعلومات الواردة في الفقرات أعلاه فيما يخص موانع الاستعمال مجرد إرشاد وليس القصد منها تقديم المشورة الإكلينيكية. إذا كنت غير متأكد أو قلقًا بشأن مدى استعدادك لارتداء منتجات ضاغطة، فيرجى طلب المشورة من طبيبك. لا تتحمل Milkthreads Ltd مسؤولية ما يحدث نتيجة أي استخدام غير مناسب أو يتعارض مع موانع الاستعمال لهذا المنتج.

ملاحظة خاصة:

إذا لاحظت وجود أي تهيج بالجلد أو ألم أثناء ارتداء هذا المنتج، فيرجى خلعه على الفور وإذا ظللت الأعراض موجودة، فاطلب المشورة الطبية.

milkteds

COMPRESSION WEAR MADE
WITH MILK PROTEIN FOR
COMFORT, STYLE & PERFORMANCE



www.milkteds.com