

milkteds

MADE WITH MILK



EVERYDAY



RECOVERY



MATERNITY



TRAVEL



SPORT



OUTDOOR

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Hallo und herzlich willkommen in der stetig wachsenden Fangemeinde von Milkteds! Wir hoffen, dass dieses Produkt – die ultimative Kompressionsbekleidung – Ihre Erwartungen hinsichtlich Mode und Stil, intelligenter Technologie und gesundheitsfördernder Funktionen erfüllt und sogar übertrifft.

Das Milkteds-Konzept

Kompressionsbekleidung wird oft der Stempel „medizinisch“ aufgedrückt, was ein Gefühl der Verpflichtung mit sich bringt, sie „gelegentlich verwenden zu müssen“, statt sie „täglich verwenden zu wollen“. Eine Kompressionsprodukte fühlen sich künstlich an, fördern Schweißbildung und Juckreiz, sind schwierig anzuziehen und unangenehm den ganzen Tag über zu tragen. Mit dem Milkteds-Konzept möchten wir dem anspruchsvollen Verbraucher völlig andere Produkte bieten – Produkte, die zu Ihrem Wohlbefinden beitragen und obendrein auch noch gut aussehen. Milkteds stammen aus Großbritannien und werden nach höchsten Standards in Italien hergestellt. Deshalb profitieren Sie von außergewöhnlich hochwertigen Materialien, innovativem Design und luxuriösem Tragekomfort. Wir verwenden eine Garmischung aus Milchproteinen (jajwahl, aus ganz normaler Trinkmilch). Daraus entstehen Produkte mit weicher, natürlicher Haptik in zahlreichen Farben. Milkteds können jeden Tag als ganz normale Kleidungsstücke oder auch zu bestimmten Zwecken getragen werden, zum Beispiel beim Sport, in der Schwangerschaft, bei Aktivitäten im Freien, auf Reisen oder während einer Genesungsphase.

Unsere Produkte tun ihre Wirkung still und leise im Hintergrund, denn sie basieren auf der Wissenschaft der „dosierten Kompression“ – das heißt, sie verhindern oder lindern das Gefühl müder Beine und schmerzender Füße wie von Zauberhand. Unsere Strumpfwaren und unsere körperformende Unterwäsche (auch „Shapewear“ genannt) verleihen Ihnen eine schlankere, straffere und gestützte Silhouette. Sie lassen sich problemlos anziehen und dauerhaft tragen, ganz ohne Kompromisse in puncto Tragekomfort. Unser Milkteds-Sortiment umfasst Socken, zehenfreie Socken, fußlose Socken, Wadenstützstrümpfe, Strumpfhosen, Leggings und Shapewear. Besuchen Sie uns doch auf www.milkteds.com und sehen Sie sich die gesamte Kollektion an. Zu den einzigartigen Merkmalen unserer Produkte zählen: Zum Patent angemeldete Technologie · Nicht einschnürende, nicht rutschende Bündchen · Feuchtigkeit ableitende, atmungsaktive Fasermischung für ein frisches Tragegefühl · Blasenbildung vorbeugende Polsterung mit mehreren Zonen und Fußknöchelstützsystem · Dosierte Kompression zur Unterstützung der Durchblutung · Formstabilität · Verstärkter Zehenbereich mit nahtlosem, handgearbeitetem Anschluss · Verstärkter Fersenbereich · Weiche, flache Nähte · Komfortzwickel · Dehnbarer Komforteinsatz mit Stützfunktion für die Schwangerschaft · Mikromassage durch dreidimensionales Strickdesign.

Unser umweltfreundliches Milchgarn

Im April 2004 wurden Milchfasern nach dem internationalen Oeko-Tex Standard 100 als schadstoffgeprüfte Textilien anerkannt. Außerdem enthalten sie gesundheitsfördernde Aminosäuren. Weitere Eigenschaften sind: Natürlicher Feuchthaltefaktor; hautnährend und seidig glatt · Desinfizierend, antibakteriell und antifungieil · Hygroskopisch; absorbieren Feuchtigkeit · Glänzend und luxuriös in Aussehen, Tragegefühl und Tragekomfort · Strapazierfähig.

Größentabelle und Auszeichnung

Eingestrickt auf der Innenseite des oberen Bündchens bzw. auf dem Etikett am Hosenbund finden Sie folgende Informationen: Größe (zur Ermittlung der korrekten Größe siehe die Größentabellen auf der Innenverpackung) · Rechter oder linker Fuß (aufgrund der jeweiligen Positionierung der Funktionsmerkmale; nur Socken) · Kompressionsfaktor in Millimeter Quecksilbersäule (mm Hg) – Shapewear ausgenommen. Die angegebenen Maße dienen als Orientierungshilfe für die ungefähren Größen. Aufgrund von Unterschieden bei Knöchel-/Waden-/Oberschenkelumfang und Beinlänge ist die Angabe der exakten Kompression nicht möglich.

Wasch- und Pflegeanleitung

Die Produkte können regelmäßig in der Maschine gewaschen werden, und zwar mit einem milden Waschmittel bei nicht mehr als 30°C im Feinwaschgang. Weichspüler können zu Faserverschleiß führen und sollten daher vermieden werden. Nicht bleichen, bügeln oder chemisch reinigen. Trocknergeeignet (schwache Hitze). Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, geben Sie es in einen Waschbeutel und drehen Sie es vor dem Waschen immer auf links. Kompressionsprodukte sollten normalerweise nach drei Monaten regelmäßiger Verwendung bzw. nach sechs Monaten gelegentlicher Verwendung ersetzt werden, um jederzeit eine korrekte Kompression sicherzustellen.

Trageanleitung

Milkthreads® Strumpfwaren lassen sich im Vergleich zu anderen Kleidungsstücken mit ähnlicher Kompression wesentlich leichter anziehen, da keine Spezialvorrichtungen oder Handschuhe erforderlich sind. Obwohl unsere Socken, Wadenstützstrümpfe, Strumpfhosen und Leggings eng zulaufend geschnitten sind, können Sie problemlos mit dem Fuß durch die Beinpartie schlüpfen. Um ein übermäßiges Einengen im Kniebereich zu vermeiden, sollten Socken/Wadenstützstrümpfe stets unterhalb des Knies getragen werden. Falls das Produkt etwas zu lang ist, ziehen Sie es sanft bis unterhalb des Knies und passen Sie die Länge auf Ihr Unterbein an. Achten Sie darauf, dass sich über die gesamte Länge keine Falten bilden. Bei Strumpfhosen und Leggings sind Falten entlang der Hauptkompressionszone zu vermeiden. Diese beginnt am Fußknöchel und zieht sich mit abnehmender Stärke bis zum Oberschenkel hin. Etwaige Falten können mit den Handflächen glattgestrichen werden.

Unter folgenden Umständen ist Kompressionsbekleidung nicht zu empfehlen:

Kontraindikationen: Nicht geeignet für Personen mit folgenden Erkrankungen: Cellulitis, septische Venenentzündung, Phlegmasia coerulea dolens (besonders schwere Verlaufsform einer Venenthrombose), vermutete oder nachgewiesene periphere arterielle Verschlusskrankheit, Herzinsuffizienz (dekompensierte Herzkrankheiten), Diabetes mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit oder peripherer Neuropathie, periphere arterielle Bypass-Operation, Wundbrand, periphere Neuropathie oder sonstige Ursachen sensorischer Beeinträchtigungen.

Relative Kontraindikationen:

Milde Venenentzündung, Gelenkrheumatismus, alle lokalen Beschwerden, bei denen Strümpfe zu weiteren Beschwerden führen können, zum Beispiel empfindliche „Papierhaut“, Dermatitis oder andere begleitende Dermatosen, frische Hauttransplantationen sowie Allergien auf natürliche Proteinfasern oder eines der anderen, in der Herstellung des Produkts verwendeten Materialien (wie in der Zusammensetzung des Produkts aufgeführt).

Haftungsausschluss: Die oben aufgeführten Informationen zu Kontraindikationen sind nur als Orientierungshilfe zu verstehen und stellen keine klinische Beratung dar. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Kompressionsprodukte tragen sollten, wenden Sie sich bitte an einen Arzt. Milkthreads Ltd übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße oder kontraindizierte Verwendung dieses Produkts.

Besonderer Hinweis:

Falls während des Tragens dieses Produkts Hautreizungen oder Schmerzen auftreten, entfernen Sie das Produkt bitte unverzüglich. Bei anhaltenden Symptomen suchen Sie bitte einen Arzt auf.

milkteds

COMPRESSION WEAR MADE
WITH MILK PROTEIN FOR
COMFORT, STYLE & PERFORMANCE



www.milkteds.com